


Pneumatik Dynamometer



Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Road, Suite 240
Elmsford, NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370
FabEnt.com



Authorized CE representative:
AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)

Gebrauchsanweisung

Der Ball hat einen Durchmesser von 2 Zoll = ca. 5,08 cm.

Die Griffkraft wird in PSI (Pounds per square inch) gemessen.

Roter Maximalwertanzeiger bleibt auf der maximalen Griffkraft stehen, bis dieser wieder auf Null gesetzt wird. Drehen Sie den weißen Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn um den Maximalwertanzeiger wieder auf Null zu bringen.

Pneumatic Dynamometer:

12-0291: 0-30 PSI, mit Maximalwertanzeiger, 0.5 PSI Stufen

12-0293: 0,15 PSI, mit Maximalwertanzeiger, 0.5 PSI Stufen

Das Produkt besteht aus Naturgummi.

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 2 Jahren.

In Kooperation mit



Inhaber Rainer Zumhasch
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany

Tel.: 0049 5281/98712-63
Fax: 0049 5281/98712-64

info@premium-therapie.de
www.premium-therapie.de

