



AFH Balance Pad Premium

Sehr geehrter Kunde,

um das **AFH Balance Pad Premium** möglichst lange als Hilfsmittel zur Gleichgewichtsschulung nutzen zu können, beachten Sie bitte unsere **Pflegeanleitung**.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem neuen Balance Pad.

Ihr AFH Webshop Team

Erhältlich in folgenden Farben und Größen:

 blau  schwarz  lila

XL ca. 40 cm x 50 cm x 6 cm (Groß)

L ca. 40 cm x 25 cm x 6 cm (Klein)


Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**AFH Webshop**[®]
AUSRÜSTER FÜR HANDTHERAPIE

AFH-Webshop[®] · Inhaber Rainer Zumhasch · Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde
Tel. 05281/98712-63 · info@premium-therapie.de · www.premium-therapie.de

WICHTIGE PRODUKTINFORMATION!

PFLEGEANLEITUNG



Die Übungen sollten grundsätzlich **barfuß oder mit Socken**, in jedem Fall **OHNE Schuhe**, ausgeführt werden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden. Dennoch können nach einigen Anwendungen Gebrauchsspuren auftreten, die aufgrund des elastischen Materials völlig normal sind und keinerlei Einschränkungen im Übungsablauf verursachen. Ein Grund zur Reklamation besteht nicht.



Bitte prüfen Sie vor der Verwendung des Balance Pads den **Untergrund auf Rutschfestigkeit**. Wir empfehlen Ihnen als Unterlage eine Matte, um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen.



Bitte vermeiden Sie den Kontakt von jeglichen **scharfen oder schweren Gegenständen** mit der Oberfläche des Balance Pads. Bitte stehen Sie immer möglichst zentral auf dem Balance Pad.